

一次性使用无菌取卵针

Disposable Sterile Oocyte Retrieval Needles

Scope of application

适用范围


在超声波引导下进行卵巢卵泡穿刺，将卵母细胞抽吸和冲洗出来。

Features


产品特点

1. 超声显影覆盖针尖周围，提升了取卵的可视性和放置容易度；
2. 手柄设计符合人体工学，提高了操作使用的舒适度和方便性，有助于在抽吸时进行旋转。拇指凹口指示针尖的斜面方向；
3. 针尖为标准无芯楔形，可以防止组织进入管腔；减小创伤，保持腔内压力稳定，降低出血量；
4. 全新的硅胶塞设计可与路厄氏圆锥接头连接，便于抽吸、冲洗卵泡。

取卵针(双腔)



取卵针(单腔)



产品型号	穿刺针管径 G	穿刺管长度 cm	吸引导管长度 cm
QZS-1630-ALG	16	30	90
QZS-1630-ASG	16	30	60
QZS-1635-ALG	16	35	90
QZS-1635-ASG	16	35	60
QZS-1730-ALG	17	30	90
QZS-1730-ASG	17	30	60
QZS-1735-ALG	17	35	90
QZS-1735-ASG	17	35	60
QZS-1830-ALG	18	30	90
QZS-1830-ASG	18	30	60
QZS-1835-ALG	18	35	90
QZS-1835-ASG	18	35	60

产品型号	穿刺针管径 G	穿刺管长度 cm	吸引导管长度 cm
QZD-1630-ALJ	16	30	90
QZD-1630-ASJ	16	30	60
QZD-1635-ALJ	16	35	90
QZD-1635-ASJ	16	35	60
QZD-1730-ALJ	17	30	90
QZD-1730-ASJ	17	30	60
QZD-1735-ALJ	17	35	90
QZD-1735-ASJ	17	35	60
QZD-1830-ALJ	18	30	90
QZD-1830-ASJ	18	30	60
QZD-1835-ALJ	18	35	90
QZD-1835-ASJ	18	35	60

总经销：**江苏钱璟医疗器械有限公司**

联系电话：0519-86226176 18915052587

邮箱：sales@qjmed.com 官网：www.qianjyl.com

地址：江苏省常州市武进区国家高新技术产业开发区凤鸣路6号

